

PCR-Setup [Final] 20 µL, 52 rxn

Реагент	На 1 rxn (µL)	На 52 rxn (µL)
10x-буфер синтол	2.0	104.0
MgCl2 25 mM	2.0	104.0
10mM dNTPs	0.6	31.2
Праймер_F	0.1	5.2
Праймер_R	0.1	5.2
H2O	13.05	678.6
HS-Taq-Полимераза	0.15	7.8
Mastermix	18.0	936.0

ДНК (10 ng/µL): 2.0 µL

Конечный объем: 20.0 µL

Праймер 1: _____

Праймер 2: _____

Программа: _____

Амплификатор: _____

Annaeling Temp.: _____

Work Carried Out By: A.N.